

Combi 400 V

Kombinációs készülék elektroterápia, ultrahang, lézer (opcionális), vákuumkészülékkel



art. nr. 340 018



Sztandard tartozékok

100 689	Hálózati kábel
340 494	Quickstart manual gymna 400
311 872	CD-ROM használati utasítás Gymna több nyelvű
323 011	Biztonsági szabályok
340 505	Érintőképernyőtoll Gymna
340 406	Elektrodakábel - két elvezetéses mini 2mm (2db)
108 935	Rögzítőszalag 5 x 60 cm (4db)
340 468	Lapelektroda 6 x 8 cm, 2mm (2db)
100 658	Szivacs 6 x 8 cm (4db)
330 803	Teszt dugó F/F, 2 mm
115 684	VAS-score
340 204	UH fej 1&3 MHz 4 cm ² , 404 (400)
100 016	Ultrahang zselé 500 ml GymnaUniphy
102 801	Vákuumelektrodakábel, sötétszürke (2db)
102 800	Vákuumelektrodakábel, világosszürke (2db)
114 688	Vákuumelektroda, 60 mm (4db)
114 689	Szivacs vákuumelektrodához, 60 mm (4db)

Opcionális tartozékok

108 934	Rögzítő szalag 5 x 30 cm	330 572	Optima 3 (vaginális elektróda)
108 936	Rögzítő szalag 5 x 120 cm	330 583	Perisize 4+ (vaginális elektróda)
340 446	Lapelektroda 4 x 6 cm, 2mm (2db)	329 989	Analia (anális elektróda)
340 481	Lapelektroda 8 x 12 cm, 2mm (2db)	330 561	Analys + (anális elektróda)
100 657	Szivacs 4 x 6 cm (4db)	340 428	Adapterkábel 2mm female / 4mm male
100 659	Szivacs 8 x 12 cm (4db)	340 201	UH fej 1&3 MHz 1 cm ² , 401
326 810	Öntapadós elektróda 2.5 x 5 cm (4db)	100 019	Ultrahang zselé 5 l GymnaUniphy
326 821	Öntapadós elektróda 5 x 5 cm (4db)	100 020	Pumpa zseléhez 5 l jerrycan, GymnaUniphy
326 832	Öntapadós elektróda 5 x 10 cm (4db)	340 252	Mono 400, Monoprobe lézer
326 799	Öntapadós elektróda kör alakú 3 cm (4db)	340 263	Quad 400, Clusterprobe lézer
114 142	Pont elektróda szivaccsal	111 890	Lézer védőszemüvegek
109 944	Szivacs pontelektrodához (10db)	116 227	Biztonsági zár lézerhez
112 166	Rektális stimulációs elektróda	117 210	Mobil 700, kocsí, 2 polc, 1 fiók
329 978	Novatys (vaginális elektróda)	117 220	Extra polc + fiók Mobil 700 kocsinhoz
330 594	V2B+ (vaginális elektróda)	117 215	Palack tartó Mobil 700 kocsinhoz

Termék ismertető:

	COMBI 400V	DUO 400V	COMBI 400	DUO 400	PULSON 400
Terápiák					
Elektroterápia (2 független csatorna)	■	■	■	■	■
Ultrahang terápia (1 & 3 MHz)	■	■	■	■	■
Lézer terápia	■	■	■	■	■
Kombinációs terápia	■	■	■	■	■
Szimultán terápia	■	■	■	■	■
Vákuum	■	■	■	■	■
Felhasználói felület					
Szines TFT kijelző 10,4 inch (SVGA: 800 X 600 pixels)	■	■	■	■	■
Érintő képernyő	■	■	■	■	■
2 külön intenzitás szabályzó	■	■	■	■	■
Guided Terápiás rendszer 2	■	■	■	■	■
Orvosi E-book: Anatómiai könyvtár	■	■	■	■	■
Help- és információs képernyő	■	■	■	■	■
Direkt terápia megoldások	■	■	■	■	■
Protokollok: objectives, indikációs lista, kezelendő terület kiválasztása	■	■	■	■	■
3D-képek az elektróda felhelyezéséről	■	■	■	■	■
Diagnosztika (I/TGörbe, Rheobase, Chronaxy)	■	■	■	■	■
Kontra indikációs lista	■	■	■	■	■
Memória: 500 szabad hely - kedvencek/saját programok	■	■	■	■	■
Elektroterápia 					
Egyenáramfajták					
Egyen áram		■	■	■	■
Négyszög pulzus		■	■	■	■
2-5 áram (Ultra Reiz)		■	■	■	■
Háromszög pulzus		■	■	■	■
MF négyszög pulzus		■	■	■	■
Iontoforézis- MF négyszög pulzus		■	■	■	■
Iontoforézis- egyenáram		■	■	■	■
Diadinamik áramformák					
MF		■	■	■	■
RS		■	■	■	■
DF		■	■	■	■
CP		■	■	■	■
LP		■	■	■	■
TENS áramformák					
Konvencionális TENS		■	■	■	■
Alacsony frekvenciás TENS		■	■	■	■
Burst TENS		■	■	■	■
Kis intenzitású TENS		■	■	■	■
Véletlen frekvenciájú TENS		■	■	■	■
NMES áramformák					
Négyszög hullámzó		■	■	■	■
Háromszög hullámzó		■	■	■	■
Bifázisú hullámzó		■	■	■	■
Pulzuson belüli szünetidejű hullámzó		■	■	■	■
Orosz stimuláció		■	■	■	■
2-pólusú MF hullámzó		■	■	■	■
Izoplanar vektor hullámzó		■	■	■	■

		COMBI 400V	DUO 400V	COMBI 400	DUO 400	PULSON 400
Interferencia áramformák		■	■	■	■	
2-pólusú közép frekvencia		■	■	■	■	
Isoplanár vektor mező		■	■	■	■	
Dipólus vektor mező		■	■	■	■	
Mikro áram		■	■	■	■	
Mikro áram		■	■	■	■	
Mikro áram hullámzó		■	■	■	■	
Nagy feszültség (HVPC)		■	■	■	■	
Nagy feszültség		■	■	■	■	
Nagy feszültség hullámzó		■	■	■	■	
Diagnosztika		■	■	■	■	■
Rheobázis és Kronaxia		■	■	■	■	
Rheobázis és AQ		■	■	■	■	
S-D görbe négyszög		■	■	■	■	
S-D görbe háromszög		■	■	■	■	
S-D görbe négyszög + háromszög		■	■	■	■	
Fájdalom pontok		■	■	■	■	
Diagnózis stressz törésekhez		■	■	■	■	■
Iontophorézis programok		■	■	■	■	
Phonophorézis programok		■		■		■
Állandó feszültség/Állandó áram		■	■	■	■	
Ultraszhang terápia						
Hybrid UH kezelőfej 4 cm ² (1 & 3 MHz, multifrekvenciás)		■		■		■
Hybrid UH kezelőfej 1 cm ² (1 & 3 MHz, multifrekvenciás)		○		○		■
Lézer terápia						
Monoprobe: max. átlag teljesítmény: 70,5 mW		○		○		
Clusterprobe: max. átlag teljesítmény: 4 x 13,5 mW		○		○		
Kombinációs terápia						
Ultraszhang + Konvencionális TENS		■		■		
Ultraszhang + Kis intenzitású TENS		■		■		
Ultraszhang + Alacsony frekvenciás TENS		■		■		
Ultraszhang + Burst TENS		■		■		
Ultraszhang + Véletlen frekvenciás TENS		■		■		
Ultraszhang + 2-pólusú közép frekvencia		■		■		
Szimultán terápia						
Elektroterápia (2-pólusú és 4-pólusú) + Lézer		■		■		
Elektroterápia (2-pólusú és 4-pólusú) + Ultraszhang		■		■		
Lézer és Ultraszhang		■		■		
Elektroterápia (2-pólusú) + Elektroterápia (2-pólusú)		■	■	■	■	
Vákuum (2-csatorna)						
2 független csatorna		■	■			
Elektronikus vákuum kontrol		■	■			
Folyamatos/pulzáló mód (masszázs hatás)		■	■			
Kontrol Combi 400-on vagy Duo 400-on keresztül		■	■			

- = Standard
- = Optional

Mains voltages 100-240 VAC/45-65 Hz
Dimensions 360 x 285 x 260 mm
Weight ca. 5 kg
CEO344 meets all applicable guidelines