



TOTÁLIS EDZŐ ERGOMÉTER

Az EN-CARDIO elliptikál egy totális edző ergométer amivel az alsó és felső végtagokat használhatjuk edzés közben. A két ballisztikus mozgás kombinálásával nagy hatást tudunk gyakorolni a szív és érrendszer kapacitására.

Az EN-CARDIO ergométer különösen alkalmas a szív és érrendszer állapota miatt korlátozott páciensek kezelésére mivel nagyon kis terhelés is beállítható a készüléken (20 Watt) .

EGYEDÜLÁLLÓ "ÁLLANDÓ NYOMATÉK" FUNKCIÓ

Az EN-Cardio elliptikállal a páciens túlterhelése elkerülhető mivel a nyomatékot állandó szinten tudja tartani. A nyomaték kontrolja nélkül ha a fordulatszám csökken akkor az ellenállás növekszik. A nyomaték kontrollal nem rendelkező gépeknél a páciens túlterhelhetőségének lehetősége előfordulhat mivel ha a páciens lassít a terhelés megnő. Az EN-Cardio elliptikál állandó nyomaték mód beállításával a túlterhelés elkerülhető.

EN-TRACK RENDSZER KOMPATIBILIS

Az EN-Cardio elliptikál az EN-Track rendszerbe könnyen és egyszerűen beilleszthető. A csipkártya segítségével az edzésprotokollok és az egyéni tréning értékek automatikusan beállíthatók. A tréning program alatt történő javulás vagy az esetleges romlás a készülék szoftver segítségével jól látható a monitoron.

KÖNNYEN ÉS EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ KÉSZÜLÉK

Az EN-Cardio elliptikál egyszerűen kezelhető készülék. Az EN-Track csipkártya lehetővé teszi az automatikus használatot, de a csipkártya nélkül is könnyen használható. A kifinomult és egyszerűen kezelhető kijelző segítségével kicsik nagyok idősek fiatalok egyaránt használhatják ezt a nagy tudású ergométert.

- Egységesség a működésben
- Egyértelmű kijelző
- Ergonomikus tervezés
- Elektromágneses fékrendszer
- Pulzus monitorozás polár övvel [®]
- Csendes készülék
- Smart-card technológia



ENRAF-NONIUS
P.O. Box 12080
3004 GB Rotterdam
The Netherlands
T.: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com

EN-CARDIO - ELLIPTIKÁL

1413931 CROSSWALKER



OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

- 3496839 Polar T31 öv
3496840 rögzítőszalag Polar T31 övhöz



3496839



3496840

TEHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK:

Hálózati feszültség:	100 – 240 V
Frekvencia:	50 - 60 Hz
Áramfelvétel:	kb. 40 VA
Fékrendszer:	elektromágneses
Szívfrekvencia érzékelés:	Polar® öv segítségével
Edzés módok:	állandó nyomaték állandó erő állandó szívfrekvencia

Kijelzett paraméterek training:	idő, szív frekvencia, sebesség, távolság, munka, erő, ellenállás és fordulatszám
Méretek (lxwxh):	190 x 55 x 177 cm
Súlya:	80 kg
Max. páciens súly:	150 kg

MÁS TERMÉK AMI ÉRDEKELHETI ÖNT

EN TRACK

Az EN-Track rendszer teljes kontrollt nyújt az aktív rehabilitáció folyamata felett biztosítva az optimális kezelést minden helyzetben. Az edzés sémákat könnyen összeállíthatja az előreprogramozott EN-Track javaslatoknak megfelelően.

ORDERING DATA

1411801 EN-Track installation kit

Also see the separate product leaflets at
WWW.ENRAF-NONIUS.COM/REHABILITATION

