




Az Endomed 482-es egy elektroterápiás készülék igényes felhasználók részére.

Az elektroterápiánál használatos alkalmazások sok lehetőséget tartalmaznak. A fájdalomcsillapítás és az izomstimuláció alkalmazása nagy múltra tekint vissza és tudományosan bizonyított. Az elektroterápia non invazív könnyen használható eljárás, gyakran kitűnő alternatívája a gyógykezelésnek illetve más beavatkozásoknak.

Az Endomed 482-es készülék könnyen és gyorsan használható az érintőképernyőnek és a sok gyári (42) protokolnak köszönhetően, mint a többi Enraf-Nonius által gyártott készülék..

Az Endomed 482-es készülék használható a Vacotron 460-as készülékkel. A Vacotron 460-as készüléknek köszönhetően a vákuumelektrodák használata is lehetővé válik.

Az Endomed 482-es készülék egy teljes, könnyen használható gyors és biztonságos elektroterápiás készülék!



ELEKTROTÉRÁPIA

A készülék fájdalomcsillapítására, izomstimuláció és diagnosztikára is alkalmas. Használható a készülék fájdalom csillapításra mellékhatások nélkül. A lágszövetek funkciójának növelésével az izmok stimulálhatók. A szövetek stimulációra adott válaszában különbözőségének mérésére az elektroterápia jól használható.

ENDOMED 482

ÚJ MODELL

1498920 ENDOMED 482



TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

Hálózati feszültség	100 – 240 V ± 10% / 50 / 60 Hz
Méreték (szélességxhosszúságxmagasság)	24 x 32 x 12 cm
Készülék	24 x 30.5 x 18.2 cm
Készülék alappal	24 x 30.5 x 21.6 cm
Készülék Vacotronnal	24 x 30.5 x 21.6 cm
Súly	2 kg
Súly opcionális akkumulátorral	3 kg

ELEKTROTÉRÁPIA

Áram csatornák	2 (100% független)
Áram típusok	36 (per channel)
Gyári protokollok	42 -
Saját programhely	1000+

MÁS TERMÉK AMI ÉRDEKES LEHET

VACOTRON 460

A Sonopuls 492-es készülékhez a Vacotron 460-as vákuumkészülék csatlakoztatható. A kombinációs és elektroterápiánál a vákuum elektródák használata nagy segítséget nyújt.

EN-CAR U3-as KOCSI

Az EN-Car U3-as kocsit jól használható bármelyik ENRAF készülékkel (lézer, ultrahang, biofeedback, elektroterápia).

RENDELÉSI SZÁMOK


1498950 Vacotron 460
1498960 EN-Car U3



Also see the separate product leaflets at
WWW.ENRAF-NONIUS.COM/ELECTROTHERAPY

SZTANDARD TARTOZÉKOK

- 1498757 4-Széria Használati utasítás (cd rom)
- 1498756 4-Széria Információs füzet
- 3444290 Hálózati kábel 230V-EUR
- 1498010 Készülék alátét (ferde alátámasztás)
- 3444021 Tépőzáras szalag 250x3 cm
- 3444020 Tépőzáras szalag 100x3 cm
- 2x 3444129 Lapelektroda 6x8 cm, 2 mm female, set of 2
- 1460266 Szivacs 6x8 cm, 4db/szet
- 2x 3444211 Páciens kábel 2 mm-es banándugó csatlakozással



ENRAF-NONIUS
P.O. Box 12080
3004 GB Rotterdam
The Netherlands
T.: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com



ENDOMED 482

ÚJ MODELL

TÁROLT PROTOKOLOK

42 Tárolt elektroterápiás kezelési javaslat,

A kijelzőn láthatóak az anatómiai helyek és a kezelési instrukciók.



TÁVVEZÉRLŐ (OPCIONÁLIS)

A páciens maga állíthatja a kezelését az opcionális távvezérlő segítségével. Az elektroterápiás kezelés közben igen előnyös a távvezérlő használata.

AKKUMULÁTORRAL HASZNÁLHATÓ (OPCIONÁLIS) EZÁLTAL MOBILIS

Az új 4-es széria használható akkumulátorral (opcionális) és konnektorba csatlakoztatva, ezáltal a készülék szinte bárhol használható (otthon, kórházi ágy mellett).



ENDOMED 482

ÚJ MODELL

**KRISTÁLYTISZTA TFT KIJELZŐ**

A kristálytisztá színes törésmentes kijelzőn minden szögből kiválóan látható az összes paraméter.

KÉSZÜLT AZ ENRAF-NONIUS CÉGNÉL

Mivel az Enraf-Nonius cég gyártotta a Sonopuls 492-es készüléket ezért az megbízható és üzembiztos. Az Enraf-Nonius cég által gyártott készülékek a fizioterapeuták világszerte kedvelt készülékei. Az Enraf-Nonius cégnél a megbízhatóság és az üzembiztonság a norma.



Partner for Life

**ÉRINTŐ KÉPERNYŐS FELHASZNÁLÓI FELÜLET**

Könnyen használható érintő képernyő egyértelmű menüvel. Intuitív mint egy korszerű okostelefon.

KOMPAKT ÉS STÍLUSOS

Különösen kompakt készülék kicsi és könnyen szállítható. Stílusos és szép készülék amire jól esik ránézni!





ENDOMED 482


ÚJ MODELL

A gyors használhatósághoz programozva

A menü felépítése a gyors beállításhoz optimalizálva. A legtöbb esetben a kezelés három lépés után elkezdhető. Könnyen, gyorsan és egyszerűen használható készülék.

**PROGRAMOZHATÓ**

A standard kezelési javaslatok segítségével saját kezelési protokollok állíthatók össze. Több protokoll egymás utáni (sorrendi) letárolására és lefuttatására is van lehetőség.



ENDOMED 482 TARTOZÉKAI

ELEKTRÓDÁK ÉS SZIVACSKOK

ÖNTAPADÓ ELEKTRÓDÁK

3444222 Öntapadó elektróda Ø 2,2 cm, 2mm female, 10 szett 8db-os használható EMG-hez)

3444056 EN-Trode Ø 3,2 cm, 2 mm female, 10 szett/4db3

444135 EN-Trode Ø 5,0 cm, 2 mm female, 10 szett/4db

3444057 EN-Trode 5x5 cm, 2 mm female, 10 szett/4db

3444058 EN-Trode 5x9 cm, 2 mm female, 10 szett/2db

GUMI ELEKTRÓDÁK

3444128 Gumi elektróda 4x6 cm, 2 mm female, 1szett/2db.

3444129 Gumi elektróda 6x8 cm, 2 mm female, 1szett/2db

3444130 Gumi elektróda 8x12 cm, 2 mm female, 1szett/2db

SZIVACSKOK

1460273 Szivacs 4x6 cm-es lapelektrodához, 1szett/4db

1460266 Szivacs 6x8 cm-es lapelektrodához, 1szett/4db

1460275 Szivacs 8x12 cm-es lapelektrodához, 1szett/4db

RÖGZÍTŐ SZALAGOK

3444020 tépőzáras szalag 100x3 cm

3444021 tépőzáras szalag 250x3 cm

3444022 tépőzáras szalag 100x5 cm

3444023 tépőzáras szalag 250x5 cm

PONT ELEKTRÓDA

1480800 Pontelektróda tartó 1480801-es pontelektródához

1480801 Pontelektróda 5 mm, 4 mm female 2523523 / 2523524 adapterekkel csatlakoztatható

1460369 Pontelektróda 17 mm, 4 mm female 2523523 / 2523524 adapterekkel csatlakoztatható

ADAPTEREK

2523524 Adapter , 2 mm female, 4 mm male, piros

2523523 Adapter , 2 mm female, 4 mm male, fekete

PÁCIENS KÁBEL

3444221 Páciens kábel fekete 2-eres & 2 mm banán dugó , színes klipszel

TÁVVEZÉRLŐ

1498800 Távvezérlő 4-es szériához

HORDOZÓ TÁSKA


3444675 Hordozótáska 4-es szériához

AKKUMULÁTOR

2501016 Akkumulátor 12.0V 1.8AH



3444222



3444056



3444135




3444057



3444058



3444128



3444129



3444130



1460273



1460266



1460275



3444020



3444021



3444022



3444023



1480800



1480801




1460369




2523524




2523523



3444221



1498800



3444675



2501016