

# MANUMED BASIC

A kezelőágy vizsgálatra és kezelésekre is alkalmas. Kítűnő minőségű anyagokból készült, fix magassággal (80cm) és könnyen állítható szekciókkal rendelkezik. Fej illetve hátrésszel rendelkező verziókban létezik. A két szekciós fej résszel ellátott ágy fejrésze negatív szögbe is állítható így megkönnyíti a kezeléseket.




- Fix magasság 80/83 cm
- Nagyon stabil



**ENRAF-NONIUS**  
 P.O. Box 12080  
 3004 GB Rotterdam  
 The Netherlands  
 T.: +31-(0)10 - 203 06 00  
 E: info@enraf-nonius.nl  
 www.enraf-nonius.com

## MANUMED BASIC



## Manumed Basic fej szekcióval



## Type

001 Manumed Basic 2 részes, orlyukas fejrészsel, fix magasság 80 cm

## Manumed Basic hát szekcióval




## Type

002 Manumed Basic 2 részes, hát résszel, fix magasság 83 cm

## Technikai Adatok

Fekvőfelület:	195x67 cm
Fix magasság:	tipus 001= 80/ típus 002 = 83 cm
Max. terhelhetőség:	135 kg
Fekvőfelület:	18 különböző színben lehetséges
Hab keménysége:	38 Kg/m3
Váz színekódja:	szürke = RAL 7035,
Lábak:	krómozottak



OPCIÓK <sup>(1)</sup> MANUMED BASIC

UPHOLSTERY	
Színek	Kód
Fekete	012
Szürke	013
Sirius kék	004
Búzavirág kék	169
Türkiz	141
Levendula	199
Jade	155
Menta	138
Bor vörös	019
Piros	139
Sárga	127
Bézs	135
Fekete	811
Szürke	812
Vörös	852
Fehér	888
Kék	933
Bézs	851

A kezelőágy minden szobabelsőhöz és kezeléshez jól illeszkedik így elősegíti a nyugodt környezetet a kezelésekhöz. A kezelendő páciens eredményes kezelését a komfortos környezet elősegíti. Mivel minden kezelőhelyiség különbözően bútorozott ezért fontos hogy a kezelőágyak színe beleilleszkedjen a kezelőhelyiség színvilágába ezért készülnek az ágyak ilyen sokfajta keret és fekvőfelület színválasztási lehetőséggel. A bőrfelület felülete lehet sima vagy redőzött.



Az ágy műbőrbevonata ftálsav mentes és nem gyúlékony ezért használható orvosi környezetben!



(1) = Fontos: A kért opciókat rendelésnél meg kell adni a gyártás miatt.



## MANUMED BASIC ÁGY TARTOZÉKOK

### PAPÍR TARTÓ ÉS PAPÍR TEKERCS

3445280 Papír tartó állvány 40, 50 & 60 cm-es tekercszekhez


3445284 Papír tekercs, 40 cm széles, hosszúság 150 m, 5 db tekercs

3445278 Papír tekercs, 50 cm széles, hosszúság 150 m, 5 db tekercs

3445279 Papír tekercs, 60 cm széles, hosszúság 150 m, 5 db tekercs



3445284 / 3445278 / 3445279



3445280

### RÖGZÍTŐ SZALAGOK

3445023 Tépőzárás szalag 120 cm

3445014 Tépőzárás szalag 160 cm

3445015 Tépőzárás szalag 240 cm

3445475 Rögzítő szalag biztonsági zárral 250 cm

3445474 Rögzítő szalag biztonsági zárral 350 cm



3445023



3445014 / 3445015



3445474 / 3445475



# MANUMED BASIC ÁGY TARTOZÉKOK

## SZÉK ( 18 KÜLÖNBÖZŐ SZÍNENBEN )


3xxx010	Szék, állítható magasság 40-53 cm között
3xxx011	Szék, állítható magasság 59-85 cm között
3xxx012	Szék lábtartóval, állítható magasság 59-85 cm között
3xxx013	Szék anatómiai, állítható magasság 43-56 cm között
3xxx020	Szék lovagló, állítható magasság 59-85 cm között
3496561	5db kerék a mobilszékekhez sima felületre



## HENGEREK ÉS PÁRNÁK

3xxx001	Félhenger térdhez	(1)	27x16x18
cm3xxx002	Félhenger (kicsi ) bokához	(1)	28x9x11 cm
3xxx003	Félhenger (nagy )	(1)	56x16x18 cm
3xxx021	Félhenger	(1)	50x18x10 cm
3xxx022	Félhenger	(1)	56x25x15 cm
3xxx023	Masszázshenger		50x Ø15 cm
3xxx004	Nyak párna, homokóra alakú	(1)	30x15 cm
3xxx005	Masszázs párna	(1)	34x27x8 cm
3xxx006	Arc párna, légzőlyukkal	(1)	40x20x15 cm
3xxx015	Ék alakú párna	(1)	50x30x15 cm
3xxx016	Ék alakú párna	(1)	50x40x30 cm
3xxx024	Ék alakú párna	(1)	50x40x12 cm
3xxx017	Torna henger <sup>(1)</sup>		100xØ30 cm
3xxx029	Orrlyuk dugó kicsi	(1)	13x9 cm
1550813	Orrlyuk dugó, háromszög alakú ( csak fekete színben)		16,5 x 21 cm
3445297	Ék alakú, Kaltenborn, gumi modell (csak fekete színben)		22,5 x 10,5 x 8,5
3446161	Homokzsák 1,2 kg	(2)	15x25 cm
3446162	Homokzsák 2 kg	(2)	18x27 cm
3446166	Homokzsák 4 kg	(2)	25x35 cm
3446167	Homokzsák 7 kg	(2)	30x45 cm


(1) = Rendelhető 18 féle színben  
 (2) = Csak szürke színben 013 rendelhető



## MANUMED BASIC TARTOZÉKOK

## ÁGY HUZATOK

3445240	Ágyhuzat, orrlyukkal kék színű
3444241	Ágyhuzat, orrlyukkal bordó színű
3445242	Ágyhuzat, orrlyukkal fehér színű
3445243	Ágyhuzat, orrlyukkal levendula színű
3445244	Ágyhuzat, orrlyukkal jade színű
3445245	Ágyhuzat, orrlyukkal sárgabarack színű
3445246	Ágyhuzat, orrlyuk nélkül piszkosfehér színű
3445247	Ágyhuzat, orrlyuk nélkül királykék színű
3445248	Ágyhuzat, orrlyuk nélkül sötét szürke színű
3445034	Ágyhuzat, orrlyuk nélkül bordó színű
3445261	Ágyhuzat, orrlyuk nélkül kék színű
3445262	Ágyhuzat, orrlyuk nélkül jade színű
3445267	Ágyhuzat, orrlyuk nélkül fehér színű
344259	3db Rugalmas szalag az ágyhuzathoz mindkét végén rögzítővel



## EGYEBEK

**3446261** 3db torna szék, 50 x 38 x 32 cm,  
40 x 32 x 21 cm és 30 x 22 x 14 cm



3446261

