

VACOTRON 460

ÚJ MODELL



A Vacotron 460-as készülék az új 4-es széria egyik készüléke. Segítségével az elektroterápiás kezelés vákuumelektrodával gyorsan és könnyen felrakható. Az elektródákat ennél könnyebben nem lehet felhelyezni a páciensre.

A Vacotron 460-as készülék értékes része az új 4-es szériás elektroterápiás családnak.

- A 4-es széria összes elektroterápiás és kombináltterápiás készülékéhez csatlakoztatható
- A vákuumelektroda gyorsan felrakható olyan helyekre ahol a rögzítőszalag nem alkalmazható.
- Folyamatos és pulzáló vákuum
- A szívóerő pontos állíthatósága
- Egyedi csatlakozó a lapelektroda gyors alkalmazhatóságához



A Vacotron 460-as készülék a Sonopuls 492-es vagy az Endomed 482-es készülékkel használható.



VACOTRON 460

ÚJ MODELL

1498950 VACOTRON 460 MODUL

A Vacotron 460-as készülék a Sonopuls 492-es vagy az Endomed 482-es készülékkel használható.



TECHNIKAI ADATOK

Méreték (WxDxH)	24 x 28.6 x 9.3 cm W
Súly	2 kg
Vákuum	folyamatos és pulzáló

SZTANDARD TARTOZÉKOK VACOTRON 460

1498756	4-es széria Információs füzet
2x 3444503	Vákuumelektroda Ø 60 mm, 2db/szett
3444505	Szivacs Ø 65 mm, 4db/szett (Ø 60 mm-es vákuumelektrodához)
2x 3444507	Vákuumelektrodakábel piros
2x 3444508	Vákuumelektrodakábel fekete



VACOTRON 460 RENDELHETŐ TARTOZÉKAI

3 4 4 4 5 0 9 Vákuumelektroda Ø 30 mm, 2db/szett

3 4 4 4 5 0 3 Vákuumelektroda Ø 60 mm, 2db/szett

3 4 4 4 5 0 4 Vákuumelektroda Ø 90 mm, 2db/szett

3 4 4 4 5 1 6 Vákuumszivacs Ø30mm,4db/szett

3 4 4 4 5 0 5 Vákuumszivacs Ø65mm,4db/szett

3 4 4 4 5 0 6 Vákuumszivacs Ø 95 mm, 4db/szett

3 4 4 4 5 0 7 Vákuumelektroda kábel, piros

3 4 4 4 5 0 8 Vákuumelektroda kábel, fekete

Ø 30 mm



3444509

Ø 60 mm



3444503

Ø 90 mm



3444504

Ø 30 mm



3444516

Ø 65 mm



3444505

Ø 95 mm



3444506



3444507



3444508

MÁS TERMÉK AMI ÉRDEKELHETI ÖNT!

SONOPULS 492

A Sonopuls 492 a 4-es széria csúcskészüléke. A készülék használható elektroterápiára, ultrahang kezelésre, kombináltterápiára.

ENDOMED 482

Az Endomed 482-es elektroterápiás készülék a felhasználó igényei szerinti került kialakításra.

EN-CAR U3

Az EN-Car U3 készülékkocsi alkalmas bármely Enraf-Nonius készülék tárolására. Könnyebbé teszi a lézer, ultrahang, biofeedback, lökéshullámterápiás vagy elektroterápiás készülékek használatát.

RENDELÉSI ADATOK

1498911 Sonopuls 492 nagy multifrekvenciás kezelőfejjel,	(5 cm ²)
1498912 Sonopuls 492 kis multifrekvenciás kezelőfejjel	(0,8 cm ²)
1498913 Sonopuls 492 kis és nagy ultrahang fejjel	5cm ² en 0,8cm ²)

1498920 Endomed 482

1468960 EN-Car U3

Also see the separate product leaflets at
WWW.ENRAF-NONIUS.COM/ELECTROTHERAPY



ENRAF-NONIUS
P.O. Box 12080
3004 GB Rotterdam
The Netherlands
T.: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com