

Termék adatlap

Bobath-1 Advanced

A BOBATH-1 kezelőágy ideális mobilitás terápiára, hemi paresisből vagy cerebral paresisből eredő dysfunkciós problémák kezelésére.

Sztandard felépítés

- Egyszekciós Bobath kezelőágy
- Extra széles fekvőfelület (120 cm) és erős váz
- Elektromos magasságállítás lábkapcsolóval
- 15 cm magas terület a váz alatt

- Gymna Stabil Profil (GSP)
- Fekvőfelület 40 mm vastag
- Központi kerékemelő mechanika 4 kerékkel
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőfelület 11 színben

Rendelési adatok

125 082 Bobath-2 Advanced lábkapcsolóval

Tartozékok

121 409 Extra lábkapcsoló a magasságállításhoz
125 652 Kézikapcsoló a magasságállításhoz
332 915 Fekvőfelület lábvég védő

Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 202 x 120cm
Magasságállítás:	± 45 – 95 cm
Súly:	± 109 kg
Max. emelő kapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	1,5 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállóság:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC



Gymna Stability Profile

Bobath-1 Advanced



Fekvőfelület színek

Style



Pacific



Carbon



Chrome



Ivory



Sahara



Marble



Havana



Terracotta

Fashion



Agave



Mandarin



Atoll