

Duo 400

Készülék az elektroterápiához.



art. nr. 340 020

Sztandard tartozékok

100 689	Hálózati kábel
340 494	Quickstart manual gymna 400
311 872	CD-ROM Használati utasítás Gymna (több nyelvű)
323 011	Biztonsági instrukciók
340 505	Érintőképernyő toll Gymna
340 406	Elektróda kábel - két elvezetéses mini 2mm (2db)
108 935	Rögzítő szalag 5 x 60 cm (4db)
340 468	Lapelektroda 6 x 8 cm, 2mm (2db)
100 658	Szivacs 6 x 8 cm (4db)
330 803	Teszt dugó F/F, 2 mm
115 684	VAS-score

Optional accessories

108 934	Rögzítő szalag 5 x 30 cm	330 572	Optima 3 (vaginális elektróda)
108 936	Rögzítő szalag 5 x 120 cm	330 583	Perisize 4+ (vaginális elektróda)
340 446	Lapelektroda 4 x 6 cm, 2mm (2db)	329 989	Analia (anális elektróda)
340 481	Lapelektroda 8 x 12 cm, 2mm (2db)	330 561	Analys + (anális elektróda)
100 657	Szivacs 4 x 6 cm (4db)	340 428	Adapter kábel 2mm female / 4mm male
100 659	Szivacs 8 x 12 cm (4db)	117 210	Mobil 700, kocsji, 2 polc, 1 fiók
326 810	Öntapadós elektróda 2.5 x 5 cm (4db)	117 220	Extra polc + fiók Mobil 700 kocsijhoz
326 821	Öntapadós elektróda 5 x 5 cm (4db)	117 215	Palack tartó Mobil 700 kocsijhoz
326 832	Öntapadós elektróda 5 x 10 cm (4db)	340 439	Hordozó táská Gymna 400 sorozathoz
326 799	Öntapadós elektróda kör 3 cm (4db)		
114 142	Pont elektróda szivaccsal		
109 944	Pontelektroda szivacs (10db)		
112 166	Rektális stimulációs elektróda		
329 978	Novatys (vaginális elektróda)		
330 594	V2B+ (vaginális elektróda)		

Termék ismertető:

	COMBI 400V	DUO 400V	COMBI 400	DUO 400	PULSON 400
Terápiák					
Elektroterápia (2 független csatorna)	■	■	■	■	■
Ultrahang terápia (1 & 3 MHz)	■	■	■	■	■
Lézer terápia	■	■	■	■	■
Kombinációs terápia	■	■	■	■	■
Szimultán terápia	■	■	■	■	■
Vákuum	■	■	■	■	■
Felhasználói felület					
Szines TFT kijelző 10,4 inch (SVGA: 800 X 600 pixels)	■	■	■	■	■
Érintő képernyő	■	■	■	■	■
2 külön intenzitás szabályzó	■	■	■	■	■
Guided Terápiás rendszer 2	■	■	■	■	■
Orvosi E-book: Anatómiai könyvtár	■	■	■	■	■
Help- és információs képernyő	■	■	■	■	■
Direkt terápia megoldások	■	■	■	■	■
Protokollok: objectives, indikációs lista, kezelendő terület kiválasztása	■	■	■	■	■
3D-képek az elektróda felhelyezéséről	■	■	■	■	■
Diagnosztika (I/TGörbe, Rheobase, Chronaxy)	■	■	■	■	■
Kontra indikációs lista	■	■	■	■	■
Memória: 500 szabad hely - kedvencek/saját programok	■	■	■	■	■
Elektroterápia 					
Egyenáramfajták					
Egyen áram		■	■	■	■
Négyszög pulzus		■	■	■	■
2-5 áram (Ultra Reiz)		■	■	■	■
Háromszög pulzus		■	■	■	■
MF négyszög pulzus		■	■	■	■
Iontoforézis- MF négyszög pulzus		■	■	■	■
Iontoforézis- egyenáram		■	■	■	■
Diadinamik áramformák					
MF		■	■	■	■
RS		■	■	■	■
DF		■	■	■	■
CP		■	■	■	■
LP		■	■	■	■
TENS áramformák					
Konvencionális TENS		■	■	■	■
Alacsony frekvenciás TENS		■	■	■	■
Burst TENS		■	■	■	■
Kis intenzitású TENS		■	■	■	■
Véletlen frekvenciájú TENS		■	■	■	■
NMES áramformák					
Négyszög hullámzó		■	■	■	■
Háromszög hullámzó		■	■	■	■
Bifázisú hullámzó		■	■	■	■
Pulzuson belüli szünetidejű hullámzó		■	■	■	■
Orosz stimuláció		■	■	■	■
2-pólusú MF hullámzó		■	■	■	■
Izoplanar vektor hullámzó		■	■	■	■

		COMBI 400V	DUO 400V	COMBI 400	DUO 400	PULSON 400
Interferencia áramformák		■	■	■	■	
2-pólusú közép frekvencia		■	■	■	■	
Isoplanár vektor mező		■	■	■	■	
Dipólus vektor mező		■	■	■	■	
Mikro áram		■	■	■	■	
Mikro áram		■	■	■	■	
Mikro áram hullámzó		■	■	■	■	
Nagy feszültség (HVPC)		■	■	■	■	
Nagy feszültség		■	■	■	■	
Nagy feszültség hullámzó		■	■	■	■	
Diagnosztika		■	■	■	■	■
Rheobázis és Kronaxia		■	■	■	■	
Rheobázis és AQ		■	■	■	■	
S-D görbe négyszög		■	■	■	■	
S-D görbe háromszög		■	■	■	■	
S-D görbe négyszög + háromszög		■	■	■	■	
Fájdalom pontok		■	■	■	■	
Diagnózis stressz törésekhez		■	■	■	■	■
Iontophorézis programok		■	■	■	■	
Phonophorézis programok		■		■		■
Állandó feszültség/Állandó áram		■	■	■	■	
Ultraszhang terápia						
Hybrid UH kezelőfej 4 cm ² (1 & 3 MHz, multifrekvenciás)		■		■		■
Hybrid UH kezelőfej 1 cm ² (1 & 3 MHz, multifrekvenciás)		○		○		■
Lézer terápia						
Monoprobe: max. átlag teljesítmény: 70,5 mW		○		○		
Clusterprobe: max. átlag teljesítmény: 4 x 13,5 mW		○		○		
Kombinációs terápia						
Ultraszhang + Konvencionális TENS		■		■		
Ultraszhang + Kis intenzitású TENS		■		■		
Ultraszhang + Alacsony frekvenciás TENS		■		■		
Ultraszhang + Burst TENS		■		■		
Ultraszhang + Véletlen frekvenciás TENS		■		■		
Ultraszhang + 2-pólusú közép frekvencia		■		■		
Szimultán terápia						
Elektroterápia (2 -pólusú és 4-pólusú) + Lézer		■		■		
Elektroterápia (2-pólusú és 4-pólusú) + Ultraszhang		■		■		
Lézer és Ultraszhang		■		■		
Elektroterápia (2-pólusú) + Elektroterápia (2-pólusú)		■	■	■	■	
Vákuum (2-csatorna)						
2 független csatorna		■	■			
Elektronikus vákuum kontrol		■	■			
Folyamatos/pulzáló mód (masszázs hatás)		■	■			
Kontrol Combi 400-on vagy Duo 400-on keresztül		■	■			

- = Standard
- = Optional

Mains voltages 100-240 VAC/45-65 Hz
Dimensions 360 x 285 x 260 mm
Weight ca. 5 kg
CEO344 meets all applicable guidelines