

Termék adatlap

Duo Advanced

Egy kítűnő 2-részes kezelőágy, kiemelten ajánlható az ülő pozíciós kezelésekhez. A robusztus felépítése miatt javasolható általános vizsgálóágyának a flexiós extenziós funkciók kezelésekhez.

Sztandard felépítés

- 2 szekciós kezelőágy állítható hátszekcióval
- A hátszekció 2 gázrugóval állítható a stabilitás érdekében
- Elektromotoros vagy hidraulikus magasságállítás
- Gymna Stability Profile (GSP)
- Fekvőfelület 40 mm vastag
- Légzőlyuk a hátszekcióban
- Központi kerékelő mechanika 4 kerékkel
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőfelület 11 színben választható
- Előkészítve a csípő trakcióhoz

Rendelési adatok

125 001	Duo Advanced perifériális kapcsoló
125 002	Duo Advanced lábkapcsoló
125 003	Duo Advanced hidraulikus

Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 202 x 67cm
Magasságállítás:	± 45 – 95 cm
Súly:	± 80 kg
Max. emelőkapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Hidraulikus pumpa:	10.000 N
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	1,5 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállóság:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC



Opcionális

121 404	Tartó szett a rögzítőövekhez
121 402	Fekvőrész 60 cm széles (Advanced)
121 403	Fekvőrész 80 cm széles (Advanced)

Tartozékok

122 405	Papírtekerstartó, vázra rögzíthető
125 651	Papírtekerstartó, hátszekcióhoz
121 409	Extra lábkapcsoló a magasságállításához
125 652	Kézikapcsoló a magasságállításához
337 018	Papírteker (12db)
107 819	Trakciós csípő rögzítő
121 401	Nőgyógyászati lábtartó
333 245	Trakciós készülék AutoTrac 460
121 434	Rögzítőkeret az AutoTrac 450/460-hez
332 915	Fekvőfelület lábrész védő
xxx xxx	Terry-cloth takaró, nyúlós anyagból (rendelhető 9 színben 'Style')




Gymna Stability Profile

Duo Advanced



Funkcionalitás/méretetek



Fekvőfelület színek

Style



Fashion

