

Termék adatlap

G2 Duo

A G2 Duo kezelőágy segítségével kényelmes és biztonságos körülmények között fogadhatja pácienseit. Az ágy a szék magasságig állítható hogy páciensei könnyen fel és leszállhassanak róla.

A hosszú hátszekció segítségével kezelheti pácienseit ülőhelyzetben.

Sztandard felépítés

- Kétrészes kezelőágy állítható hátszekcióval
- A hátszekció gázrugóval állítható
- Elektromos magasságállítás lábkapcsolóval
- Fekvőfelület 40mm vastag
- 15 cm magas szabad terület a keret alatt (nem kompatibilitás a 150 007-es tétellel)
- Csúszásmentes lábak
- A fekvőfelület 11 féle színben rendelhető

Rendelési adatok

160 000 G2 Duo

Opcionális

150 029 G2 Kézi vezérlés
 150 007 G2 Perifériás kapcsoló
 150 001 G2 Hidraulika
 150 062 G2 Kerék mechanizmus
 150 003 G2 Fekvőfelület arcnnyílással
 150 004 G2 Fekvőfelület nem sztandard színben

Tartozékok

150 106 G2 Papírtekercs tartó 50 cm
 150 117 G2 Papírtekercs tartó 60 cm
 337 018 Papírtekercs 50 cm (12db)
 332 915 Lábrész fekvőfelület védő
 xxx xxx Terry-cloth takaró, nyúlós anyagból (9 színben 'Style')

Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 205 x 67cm
Magasság állítás:	± 47 – 100 cm
Súly:	± 85 kg
Max. emelő kapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Hidraulikus pumpa:	10.000 N
Hálózati feszültség:	230 VAC, 50-60 Hz, 1,0 A 120 VAC, 60 Hz, 1,7 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállás:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 MDD 93/42/EEC



160 000

G2 Duo



Duo G2 opciók:

- Perifériális kapcsoló
- Kerék mechanika
- Fekvőfelület arcnyílással

Funkcionalitás/méretetek



67



88

117

Fekvőfelület színek

Style



Fashion

