

Termék adatlap

Duo Luxe

Egy kitűnő 2 részes kezelőágy hangsúlyosan az ülőpozíciós kezelésekre, de használható a robosztus váza miatt a flexiós és extenziós funkció vizsgálatokhoz.

Sztandard felépítés

- 2 szekciós ágy állítható hátrésszel
- A hátrész két gázrugóval állítható a stabilitás érdekében.
- Electromos magasságállítás, perifériális kapcsolóval. (állítható az ágy mind a 4 oldaláról)
- Gymna Stability Profile (GSP)
- Gymna fekvőfelület két fix hőfokkal illetve kézi állítási lehetőséggel.
- Fekvőfelület dupla béléssel és nagy sűrűségű alsó réteggel
- A luxe kezelőágyak fekvőrésze nyereg öltéssel lett varva
- Légzőlyuk a hátrészen párnával
- Központi kerékemelő 4 kerékkalcasters
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőfelület 11 féle színben
- Előkészítve a csípő trakcióhoz

Rendelési adatok

125 004 Duo Luxe perifériális kapcsolóval és fekvőfelület fűtéssel

Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 202 x 67cm
Magasságállítás:	± 45 – 95 cm
Súly:	± 84 kg
Max. emelőkapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Fekvőfelület hőfoka:	35 or 38 °C
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	3,0 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség elenállóság:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC



Opcionális

- 121 404 Tartó szett rögzítőszalagoknak
- 125 608 Fekvőfelület 60 cm széles
- 125 609 Fekvőfelület 80 cm széles

Tartozékok

- 122 405 Papírtekercstartó vázraszerelve
- 125 651 Papírtekercstartó a fejrészen
- 337 018 Papírtekercs (12db)
- 121 409 Extra lábkapcsoló magasságállításához
- 107 819 Trakció támasztás csípőhöz
- 121 401 Nőgyógyászati lábtartó
- 333 245 Trakciós készülék AutoTrac 460
- 121 434 Rögzítőkeret AutoTrac 450/460-as készülékhez
- 332 915 Fekvőfelület lábvédő
- xxx xxx Terry-cloth takaró, nyúlós anyagból (9 féle színben 'Style')



Gymna Stability Profile




Gymna fekvőfelület fűtéssel

Duo Luxe



Funkcionalitás/méreték



Fekvőfelület színek

Style



Fashion

