

Termék adatlap

Duoflex Advanced

Tökéletes megoldás azoknak akik az egyszerűséget és a minőséget szeretik. Tökéletes a fekvő helyzetben történő masszázásra és relaxációra. A kartámaszok nagyon komfortossá teszik az ágyat a hasi pozícióban történő kezelésekre. A páciens nyak és vállizmai kezelés közben ellazulhatnak.

Sztandard felépítés

- 2 szekciós kezelőágy állítható fejrészrel szekció kartámasszal
- Elektromotoros vagy hidraulikus magasságállítás
- Gymna Stability Profile (GSP)
- 40 mm vastag fekvőfelület
- Légzőlyuk a fejrészen
- Központi kerékemelő mechanika 4 kerékkel
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőfelület 11 féle színben rendelhető
- Előkészítve a váll trakció támogatására

Ordering data

125 031	Duoflex Advanced perifériális kapcsoló
125 032	Duoflex Advanced lábkapcsoló
125 033	Duoflex Advanced hidraulikus

Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 202 x 67cm
Magasságállítás:	± 45 – 95 cm
Súly:	± 80 kg
Max. emelőkapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Hidraulikus pumpa:	10.000 N
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	1,5 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállóság:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC



Opcionális

125 610	Motorizált fejszekció
121 404	Tartó szett rögzítőszalagokhoz
121 402	Fekvőfelület 60 cm széles (Advanced)
121 403	Fekvőfelület 80 cm széles (Advanced)

Tartozékok

122 405	Papírtekercstartó vázra
337 018	Papírtekercs(12db)
121 409	Extra lábkapcsoló magasságállításához
125 652	Kézikapcsoló magasságállításához
107 819	Trakciós rögzítő vállhevederhez
121 401	Nőgyógyászati lábtartó
333 245	Trakciós készülék AutoTrac 460
121 434	Rögzítőkeret AutoTrac 450/460 készülékhez
332 915	Fekvőfelület lábvédő
xxx xxx	Terry-cloth takaró, nyúlós anyag (9 színben 'Style')




Gymna Stability Profile

Duoflex Advanced



Funkcionalitás/méretetek



Fekvőfelület színek

Style



Fashion

