

# Termék adatlap

## Duoflex Luxe

Egy kezelőágy azoknak akik az egyszerűséget és a minőséget mindenképp fölé helyezik. Tökéletes a masszázsról és a fekvő pozíciós kezelésekre. A kartámaszok a fekvőpozíciós kezelést nagyon komfortossá teszik a páciens számára. A kezelés alatt a vállak és a nyak izmainak relaxációját lehetővé teszi a Duoflex Luxe kezelőágy.

### Sztandard felépítés

- 2 szekciós kezelőágy állítható fejrészrel és kartámasszal
- Elektromos magasságállítás, perifériális kapcsolóval. ( 4 oldalról működtethető)
- Gymna Stability Profile (GSP)
- Gymna fekvőfelület fűtés 2 fix illetve manuálisan állítható hőfokkal.
- Fekvőfelület dupla béléssel és nagy sűrűségű alsó réteggel
- A Luxe kezelőágyak fekvőrésze nyereg öltéssel lett varva.
- Légzőlyuk a fejrészen, párnával
- Központi kerékemelő 4 kerékkel
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőfelület 11 féle színben
- Előkészítve a válltrakció támogatásához

### Rendelési adatok

125 034 Duoflex Luxe perifériális kapcsolóval és fekvőfelület fűtéssel

### Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 202 x 67cm
Magasságállítás:	± 45 – 95 cm
Súly:	84 kg
Max. emelőkapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Fekvőfelület hőfoka:	35 or 38 °C
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	3,0 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállóság:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC



### Opcionális

125 610	Motorizált fejrész
121 404	Tartó szett a rögzítőszalagokhoz
125 608	Fekvőfelület 60 cm széles
125 609	Fekvőfelület 80 cm széles

### Tartozékok

122 405	Papírtekercstartó vázraszerelve
337 018	Papírtekercs ( 12db)
107 819	Trakció támogatása a vállrögzítéshez
121 401	Nőgyógyászati lábtartó
333 245	Trakciós készülék AutoTrac 460
121 434	Rögzítőkeret AutoTrac 450/460-as készülékhez
332 915	Fekvőfelület lábvédő
xxx xxx	Terry-cloth takaró, stretch anyagból ( 9 féle színben 'Style')



Gymna Stability Profile





Gymna fekvőfelület fűtés

## Duoflex Luxe



### Funkcionalitás/méretetek



### Fekvőfelület színek

#### Style



#### Fashion

