

Product datasheet

Duoplan Advanced

Egy kítűnő 2 részes kezelőágy külön-külön állítható lábérésszel. Különösen alkalmas ülő helyzetű kezelésekre, különös tekintettel az alsó végtagokra. Kiemelten használható a következő kezelésekre: mint például a lymph drainage, traumatologia vagy a podoterapia.

Sztandard felépítés

- 2 részes ágy állítható hátrésszel és osztott láb szekcióval
- Minden szekció 2 gázrugóval működik
- Elektromotoros vagy hidraulikus magasságállítás
- Gymna Stability Profile (GSP)
- Fekvőfelület 40 mm vastag
- Légzőlyuk a hátszekcióban
- Központi kerékemelő mechanika 4 kerékkel
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőfelület 11 féle színben
- Előkészítve a trakciós készülékhez

Rendelési adatok

125 011	Duoplan Advanced perifériális kapcsoló
125 012	Duoplan Advanced lábkapcsoló
125 013	Duoplan Advanced hidraulikus

Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 202 x 67cm
Magasságállítás:	± 45 – 95 cm
Súly:	± 90 kg
Max. emelőkapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Hidraulikus pumpa:	10.000 N
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	1,5 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállás:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC



Opcionális

121 406	Tartó szett rögzítő hevederhez
121 402	Fekvőfelület 60 cm széles (Advanced)

Tartozékok

122 405	Papírtekercs tartó vázrögzíthető
125 651	Papírtekercs tartó hátszekcióhoz
121 409	Extra lábkapcsoló a magasságállításához
125 652	Kézikapcsoló a magasságállításához
337 018	Papírtekercs (12db)
107 819	Trakciós csípőrógzító
332 915	Fekvőrész lábvédő
xxx xxx	Terry-cloth takaró nyúlós anyagból (9 féle színben 'Style')




Gymna Stability Profile

Duoplan Advanced



Funkcionalitás/méretetek



Fekvőfelület színek

Style



Fashion

