

Termék adatlap

Duoplan Luxe

2 részes kezelőágy két külön állítható lábrésszel.
Különösen alkalmas ülő helyzetben történő
kezelésekre és az alsó lábszár betegségeinek
kezelésére úgymint a lymph drainage, traumatology
vagy a podotherapy.

Sztandard felépítés

- 2 szekciós kezelőágy állítható hát és osztott lábrésszekción
- Minden szekció 2 gázrugóval ellátva
- Elektromos magasságállítás perifériális kapcsolóval. (4 oldalról működtethető)
- Gymna Stability Profile (GSP)
- Gymna fekvőfelület fűtés 2 fix és manuálisan állítható hőfokkal
- Fekvőfelület dupla béléssel és nagy sűrűségű alsó réteggel
- A Luxe kezelőágyak fekvőrésze nyereg öltéssel lett varva
- Légzőlyuk a hátrészen, párnával
- Központi kerékemelő 4 kerékkel
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőfelület 11 féle színben
- Előkészítve a csípőtrakció támogatásához

Rendelési adatok

125 014 Duoplan Luxe perifériális kapcsolóval és fekvőfelület fűtéssel

Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 202 x 67cm
Magasságállítás:	± 45 – 95 cm
Súly:	± 95 kg
Max. emelőkapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Fekvőfelület hőfoka:	35 or 38 °C
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	3,0 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállóság:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC



Opcionális

- 121 406 Tartó szett rögzítőszalagokhoz
- 125 608 Fekvőfelület 60 cm széles

Tartozékok

- 122 405 Papírtekercstartó, vázraszerelve
- 125 651 Papírtartó a fejrészen
- 337 018 Papírtekercs (12db)
- 107 819 Csípő trakció támogatása
- 332 915 Fekvőfelület lábvédő
- xxx xxx Terry-cloth takaró, stretch anyagból (9 féle színben 'Style')



Gymna Stability Profile




Gymna fekvőfelület fűtés

Duoplan Luxe



Funkcionalitás/méreték



Fekvőfelület színválaszték

Style



Fashion

