

Termék adatlap

Duoplus Advanced

Tökéletes megoldás azoknak akik az egyszerűséget és a minőséget mindenk fölé helyezik. Különösen alkalmas a fekvőpozícióban történő masszázásra és a relaxációra.

Sztandard felépítés

- 2 részes kezelőágy állítható fejrészsel (gázrugós állítás)
- Elektromotoros vagy hidraulikus magasságállítás
- Gymna Stability Profile (GSP)
- Fekvőfelület 40 mm vastag
- Légzőlyuk a fejrészen
- Központi kerékemelő 4 kerékkel
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőfelület 11 féle színben rendelhető
- Előkészítve a váll trakció támogatásához

Rendelési adatok

- 125 021 Duoplus Advanced perifériális kapcsoló
 125 022 Duoplus Advanced lábkapcsoló
 125 023 Duoplus Advanced hidraulikus

Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 202 x 67cm
Magasságállítás:	± 45 – 95 cm
Súly:	± 80 kg
Max. emelőkapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Hidraulikus pumpa:	10.000 N
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	1,5 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállóság:	IP 21
Klasszifikációk:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC



Opcionális

- 125 610 Motorizált fej szekció
 121 404 Tartó szett rögzítőszalagokhoz
 121 402 Fekvőfelület 60 cm széles (Advanced)
 121 403 Fekvőfelület 80 cm széles (Advanced)

Tartozékok

- 122 405 Papírtekercstartó vázrögzítve
 337 018 Papírtekercs (12db)
 121 409 Extra lábkapcsoló a magasságállításához
 125 652 Kézikapcsoló a magasságállításához
 107 819 Tartó a trakciós vállhevederekhez
 121 401 Nőgyógyászati lábtartó
 333 245 Trakciós készülék AutoTrac 460
 121 434 Rögzítőkeret az AutoTrac 450/460 készülékhez
 332 915 Fekvőfelület lábvédő
 xxx xxx Terry-cloth takaró, nyúlós anyagból (9 féle színben 'Style')





Gymna Stability Profile

Duoplus Advanced



Funkcionalitás/méretetek



Fekvőfelület színek

Style



Fashion

