

# Termék adatlap

## G2 Duoplus

A G2 Duoplus ideális kezelőágy a terápiához és a masszázshoz fekvőpozícióban.

A fejrész gázrugóval könnyen állítható mindkét irányban.

The G2 Duoplus kezelő és vizsgálóágy ellátható kartámaszokkal a hasonfekvő kezelésekhöz.

### Sztandard felépítés

- 2 részes kezelőágy állítható fejrésszel
- A fejrész gázrugóval állítható
- Elektromos magasságállítás lábkapcsolóval
- Fekvőfelület 40mm vastag
- 15 cm szabad terület a váz alatt (nem kompatibilitás 150 007-es tétellel)
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőfelület 11 féle színben

### Rendelési adatok

160 020 G2 Duoplus

### Opcionális

- 150 029 G2 Kézivezérlés
- 150 007 G2 Perifériális kapcsoló
- 150 001 G2 Hidraulikus
- 150 062 G2 Kerék mechanika
- 150 002 G2 Kar támasztók \*
- 150 003 G2 Fekvőfelület arcnyílással
- 150 004 G2 Fekvőfelület nem sztandard színekben

### Tartozékok

- 150 106 G2 Papírtekercs tartó 50 cm
- 150 117 G2 Papírtekercs tartó 60 cm
- 337 018 Papírtekercs 50 cm ( 12db)
- 332 915 Fekvőfelület lábvégvédő
- xxx xxx Terry-cloth takaró, stretch anyag ( 9 színben 'Style')

\* Automatikusan beleértve 150 003

### Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 205 x 67cm
Magasság állítás:	± 47 – 100 cm
Súly:	± 80 kg
Max. emelő kapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Hidraulikus pumpa:	10.000 N
Hálózati feszültség:	230 VAC, 50-60 Hz, 1,0 A 120 VAC, 60 Hz, 1,7 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállás:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 MDD 93/42/EEC



160 020


## G2 Duoplus



G2 Duoplus opciókkal:

- Hidraulikus magasságállítás
- Kerék mechanika
- Kartámaszok

### Funkcionalitás/méretetek



### Fekvőfelület színek

#### Style



#### Fashion

