

Product datasheet

Osteoflex Advanced

Különösen alkalmas gerincoszloppal kapcsolatos kezelések elvégzésére. Köszönhetően a különleges fold-down oldaltámaszoknak, közelebb tartózkodhat pácienséhez. Ez lehetővé teszi önnek hogy nagyobb erőt fejthessen ki páciensére anélkül hogy ön nagyon leterhelné vállait és hátát. A kartámaszok páciensnek kényelmessé teszik a hasi pozíciót így a váll és nyak izmok számára a relaxáció lehetővé válik. Különösen alkalmas osteopathic manipulációra.

Sztandard felépítés

- 3 szekciós kezelőágy állítható fej, közép és lábbrésszel
- Minden rész gázrugóval állítható
- Kéztámasz a fejszekción
- Egyedülálló fold-down támaszok a középső szekción
- Electromos vagy hidraulikus magasságállítás
- Gymna Stability Profile (GSP)
- Fekvőrész 40 mm vastag
- Légzőlyuk a fejszekción
- Központi kerékemelő 4 kerékkel
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőfelület 11 féle színben rendelhető
- Előkészítve a csípő trakció támogatásához
- Előkészítve a váll trakció támogatásához

Rendelési adatok

125.061	Osteoflex Advanced perifériális kapcsoló
125 062	Osteoflex Advanced lábkapcsoló
125 063	Osteoflex Advanced hidraulikus

Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 202 x 67cm
Magasságállítás:	± 45 – 95 cm
Súly:	± 105 kg
Max. emelőkapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Hidraulikus pumpa:	10.000 N
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	1,5 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállóság:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC



Opcionális

125 602	Elektromosan állítható közép szekció
125 610	Motorizált fej szekció (nem kombinálható a 125 602-vel)
121 405	Tartó szett rögzítoszalagokhoz
121 402	Fekvőfelület 60 cm széles (Advanced)

Accessories

122 405	Papirtekercstartó vázraszerelhető
337 018	Papírtekercs (12db)
121 409	Extra lábkapcsoló magasságállításához
125 652	Kézikapcsoló a magasságállításához
107 819	Trakció rögzítő a csípőhöz és a vállhoz
121 401	Gynaecological leg support
333 245	Trakciós készülék AutoTrac 460
121 434	Rögzítőkeret az AutoTrac 450/460 készülékhez
332 915	Fekvőfelület lábvédő
xxx xxx	Terry-cloth takaró nyúlós anyagból (9 féle színben rendelhető 'Style')




Gymna Stability Profile

Osteoflex Advanced



Funkcionalitás/méretetek



Fekvőfelület színek

Style



Fashion

