

Termék adatlap

Osteoflex Luxe

Kimondottan azok részére készült az ágy akik a gerincoszlop kezelésére koncentrálnak. Az egyedülálló fold-down opciónak köszönhetően közelebb állhat pácienséhez. A fold-down opció kíméli váll és hátizmait kezelés közben. A kartámaszok biztosítják a kényelmes hasi fekvést kímélve a páciens váll és nyakizmait. Tökéletesen használható osteopathic kezelésekre.

Sztandard felépítés

- 3 részes kezelőágy állítható fej, középső és lábbrésszel
- Minden rész gázrugóval állítható
- Kéztartó a fejrészen
- Fold-down támaszték a középső részen

- Elektromos magasságállítás, perifériális lábkapcsolóval (4 oldalról működtethető)

- Gymna fekvőfelület fűtés 2 fix és manuálisan szabályozható hőmérséklettel
- Gymna Stability Profile (GSP)
- Fekvőfelület dupla béléssel és nagy sűrűségű alsó réteggel
- A Luxe kezelőágyak fekvőrésze nyereg öltéssel lett varva
- Légzőlyuk a fejrészen, párnával
- Központi kerékemelő 4 kerékkel
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőfelület 11 féle színben
- Előkészítve a csípőtrakció támogatásához
- Előkészítve a válltrakció támogatásához

Rendelési adatok

125 064 Osteoflex Luxe perifériális kapcsolóval és fekvőfelület fűtéssel

Specifikációk

Length x width:	± 202 x 67cm
Height adjustment:	± 45 – 95 cm
Weight:	± 110 kg
Max. emelőkapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Fekvőfelület hőfoka:	35 or 38 °C
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	3,0 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállóság:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC



Opcionális

- 125 602 Electromosan állítható középsőrész
- 125 610 Motorizált fejrész (nem kombinálható 125 602-es variációval)
- 121 405 Tartó szett a rögzítőszalagokhoz
- 125 608 Fekvőfelület 60 cm széles (Luxe)

Tartozékok

- 122 405 Papírtekercstartó, vázraszerelve
- 337 018 Papírtekercs (12db)
- 107 819 Csípő vagy válltrakció támogatása
- 121 401 Nőgyógyászati lábtartó
- 333 245 Trakciós készülék AutoTrac 460
- 121 434 Rögzítőkeret AutoTrac 450/460-as készülékhez
- 332 915 Fekvőfelület lábvédő
- xxx xxx Terry-cloth takaró, stretch anyagból (9 féle színben 'Style')



Gymna Stability Profile




Gymna fekvőfelület fűtés

Osteoflex Luxe



Funkcionalitás/méretetek



Fekvőfelület színválaszték

Style



Fashion

