

# Termék adatlap

## Pulson 100

*A Pulson 100, egy alap ultrahang készülék*

A Gymna Pulson 100-as ultrahang egy hordozható, felhasználó barát készülék az összes alapfunkcióval. Multifrekvenciás ultrahangfejekkel rendelkezik és nyomógombokkal vezérelhető



Article number: 320.200

### Karakterisztika

- Ultrahang :
  - Multifrekvenciás fej (1 and 3 MHz), 4 cm<sup>2</sup>
  - Levehető UH fej
  - Pulzáló és folyamatos mód (10 – 20 – 30 – 40 – 50 - 100%)
  - Akusztikus és vizuális kontaktus kontrol
- Funkcionalitás :
  - Indikációk: 23
  - Szabad mód: 1

### Technikai specifikációk

Hálózati feszültség	: 100- 240-VAC, 50/60 Hz +/- 10 %
Maximális áramfelvétel	: 29 VA
Méretek (b x h x d)	: 268 x 124 x 295 mm Súly : kb. 3,150 kg
Osztálybasorolás	Class I
Izoláció	: Type BF
MDD klasszifikáció	: IIa
Biztonsági vizsgálat	: CE from conformity with Directives MDD 93/42/EEC

### Sztandard tartozékok

100 689	Hálózati kábel
336 589	UH-fej, 1 & 3 MHz, ERA 4 cm <sup>2</sup>
341 088	UH zselé, 500 ml
117 277	Fotók az UH fej felhelyezéséről
336 787	Indikációs leírás

### Manualok

323 011	Biztonsági instrukciók
331 958	Használati utasítás Angol
376 126	CD-ROM Használati utasítás több nyelvű

### Opcionális tartozékok

336 578	UH-fej, 1 & 3 MHz, ERA 1 cm <sup>2</sup>
302 955	Hordozó táská 200-as sorozat
341 099	UH zselé, 5L
341 121	Pumpa, 5L
320 804	Gymna Mobile kocsi

<b>Therapies</b>	
Ultrasound therapy (1&3 MHz)	■
<b>User-interface</b>	
Customized LCD for all parameters	■
Push Buttons for the important functions	■
Indications leaflet	■
<b>Ultrasound therapy</b>	
Hybrid treatment head 4 cm <sup>2</sup> , 1&3 MHz	■
Hybrid treatment head 1 cm <sup>2</sup> , 1&3 MHz	○
Acoustic and visual contact control led	■



- = Standard
- = Optional