

Termék adatlap

Trioflex Advanced

*A fizioterapeuták sztandard kezelőágya!
Az ágy állítható kartámaszos fejrészből, közép és lábrészből áll. Nagyon sokoldalú kezelőágy, ülő és fekvő kezelésekhöz, lumbaris flexióhoz és Trendelenburg pozíciós kezelésekhöz. Hosszú éveken át garantálja a problémamentes működést az ágy. A kéztámasztó rész nagyon komfortos hasi pozíciót biztosít és lehetővé teszi a fej és nyak relaxációját.*

Sztandard felépítés

- 3 szekciós ágy állítható fej, középső és lábszekcióval
- Minden szekció gázrugóval állítható
- Kartámaszok a fejszekción
- Elektromos vagy hidraulikus magasságállítás
- Gymna Stability Profile (GSP)
- Fekvőfelület 40 mm vastag
- Légzőlyuk a fejszekción, párnával
- Központi kerékemelő 4 kerékkel
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőfelület 11 féle színben
- Előkészítve a csípő trakcióhoz
- Előkészítve a válltrakcióhoz

Rendelési adatok

- 125 051 Trioflex Advanced perifériális kapcsoló
125 052 Trioflex Advanced lábkapcsoló
125 053 Trioflex Advanced hidraulika

Specifikáció

Hossz x szélesség:	± 202 x 67cm
Magasságállítás:	± 45 – 95 cm
Súly:	± 100 kg
Max. emelőkapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Hidraulikus pumpa:	10.000 N
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	1,5 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállóság:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC



Opcionális

- 125 602 Elektromosan állítható középső szekció
125 610 Motorizált fej szekció (nem kombinálható 125 602 tétellel)
121 404 Tartó szett rögzítőszalagoknak
121 402 Fekvőfelület 60 cmszéles (Advanced)
121 403 Fekvőfelület 80 cm széles (Advanced)

Tartozékok

- 122 405 Papírtekerstartó, vázraszerelhető
337 018 Papírteker (12db)
121 409 Extra lábkapcsoló a magasságállításához
125 652 Kézikapcsoló a magasságállításához
107 819 Trakció támogatása a csípőnek és a vállnak
121 401 Nőgyógyászati lábtartó
333 245 Trakciós készülék AutoTrac 460
121 434 Rögzítőkeret AutoTrac 450/460 rögzítésére
332 915 Fekvőfelület lábvédő
xxx xxx Terry-cloth takaró, nyúlós anyagból (9 féle színben 'Style')





Gymna Stability Profile

Trioflex Advanced



Funkcionalitás/méretetek



Fekvőfelület színek

Style



Fashion

