

# Termék adatlap

## Trioflex Luxe

Sztandard kezelőágy fizioterápiához!

Állítható fejrész kartámaszokkal, középső és lábrésszel. Extrém sokoldalú kezelőágy használható ülő, fekvő helyzetben, lumbaris flexiohoz és Trendelenburg pozícióban. Garantált a kezelőágy évekig tartó problémamentes használata.

A kéztámasz biztosítja a kényelmes hasonfekvő pozíciót, és a relaxációt a nyaki és vállizmoknak.

## Sztandard felépítés

- T3 részes kezelőágy állítható fej, középső és láb résszel
- Minden rész gázrugóval állítható
- Kartámaszok a fej részen
- Elektromos magasságállítás perifériális lábkapcsolóval. ( 4 oldalról működtethető )
  
- Gymna Stability Profile (GSP)
- Gymna fekvőrész fűtés 2 fix hőfokkal és manuálisan állítható hőfokkal
- Fekvőfelület dupla béléssel és nagy sűrűségű alsó réteggel
- A Luxe kezelőágyak fekvőrésze nyereg öltéssel lett varva
- Légzőlyuk a fejrészen párnával
- Központi kerékemelő 4 kerékkel
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőrész 11 féle színben
- Előkészítve a csípőtrakció támogatásához
- Előkészítve a válltrakció támogatásához

## Rendelési adatok

125 054 Trioflex Luxe perifériális kapcsolóval és fekvőrész fűtéssel

## Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 202 x 67cm
Mgasságállítás:	± 45 – 95 cm
Súly:	± 104 kg
Max. emelőkapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Fekvőrész hőfok:	35 vagy 38 °C
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	3,0 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállóság:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC



## Opcionális

- 125 602 Elektromosan állítható középső szekció
- 125 610 Motorizált fej rész (nem kombinálható a 125 602-as tétellel)
- 121 404 Tartó szet rögzítőszalagokhoz
- 125 608 Fekvőrész 60 cm széles
- 125 609 Fekvőrész 80 cm széles

## Tartozékok

- 122 405 Papírtekerstartó vázraszerelve
- 337 018 Papírteker (12db)
- 107 819 Trakció támogatása a vállrészhez
- 121 401 Nőgyógyászati lábtartó
- 333 245 Trakciós készülék AutoTrac 460
- 121 434 Rögzítőkeret a AutoTrac 450/460 készülékhez
- 332 915 Fekvőrész lábvédő
- xxx xxx Terry-cloth takaró, stretch anyagból ( 9 féle színben 'Style')



Gymna Stability Profile




Gymna fekvőrész fűtés

**Trioflex Luxe**



**Funkcionalitás/méretetek**



**Fekvőrész színválaszték**

**Style**



**Fashion**

