

Termék adatlap

Trioplus Advanced

A 3 szekciós stabil ágy letisztult formával és funkciókkal. Állítható fej, középső és lábrész. Nagyon sokoldalú kezelőágy használható ülő, fekvő kezelésekhez, lumbaris flexiohoz és a Trendelenburg pozíciós kezelésekhez. Hosszú éveken át garantálja a probléma mentes működést a kezelőnek.

Sztandard felépítés

- 3 szekciós ágy állítható fej, közép és lábrésszel,
- Minden szekció gázrugóval állítható
- Elektromos vagy hidraulikus magasságállítás
- Gymna Stability Profile (GSP)
- Fekvőfelület 40 mm vastag
- Légzőlyuk a fej szekción, párnával
- Központi kerékemelő 4 kerékkel
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőfelület 11 féle színben választható
- Előkészítve a trakció csípőrögztítőjéhez
- Előkészítve a trakció vállrögztítőjéhez

Rendelési adatok

- 125 041 Trioplus Advanced perifériális kapcsoló
 125 042 Trioplus Advanced lábkapcsoló
 125 043 Trioplus Advanced hidraulikával

Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 202 x 67cm
Mgasságállítás:	± 45 – 95 cm
Súly:	± 97 kg
Max. emel kapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Hidraulikus pumpa:	10.000 N
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	1,5 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállóság:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC



Opcionális

- 125 602 Elektromosan állítható középső szekció
 125 610 Motorizált fej szekció (nem kombinálható a 125 602-es opcióval)
 121 404 Tartó szett rögzítoszalagoknak
 121 402 Fekvőfelület 60 cm széles (Advanced)
 121 403 Fekvőfelület 80 cm széles (Advanced)

Tartozékok

- 122 405 Papírtekerstartó, vázraszerelhető
 337 018 Papírteker (12db)
 121 409 Extra lábkapcsoló magasságállításához
 125 652 Kézikapcsoló magasságállításához
 107 819 Trakciós csípő és váll támogatás
 121 401 Nőgyógyászati lábtartó
 333 245 Trakciós készülék AutoTrac 460
 121 434 Rögzítőkeret AutoTrac 450/460-as készülékhez
 332 915 Fekvőfelület lábvédő
 xxx xxx Terry-cloth takaró, nyúlós anyagból (9 féle színben 'Style')





Gymna Stability Profile

Trioplus Advanced



Funkcionalitás/méretetek



Fekvőfelület színek

Style



Fashion

