

# Vaco 400

Moduláris vákuumkészülék 2 független csatornával.

- 2-pólus vagy 4-pólus
- Folyamatos és pulzáló mód
- Elektronikus vákuumszabályozás
- Integrált masszázs funkció
- Vezérlés a Combi 400 vagy a Duo 400 készülékekkel



art. nr. 340 080

## Standard accessories


- |         |  |
|---------|--|
| 311 872 | CD-ROM Használati utasítás Gymna (több nyelvű) |
| 323 011 | Biztonsági utasítások                          |
| 102 801 | Vákuumelektrodakábel, sötétszürke ( 2db)       |
| 102 800 | Vákuumelektrodakábel, világosszürke ( 2db)     |
| 114 688 | Vákuumelektroda, 60 mm ( 4db)                  |
| 114 689 | Vákuumelektroda szivacs , 60 mm ( 4db)         |

## Opcionális tartozékok

- |         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 114 686 | Vákuumelektroda, 90 mm ( 2db)         |
| 114 687 | Vákuumelektroda szivacs, 90 mm ( 4db) |
| 112 457 | 2 vákuumelektrodakábel rögzítő        |

## Termék ismertető:

	COMBI 400V	DUO 400V	COMBI 400	DUO 400	PULSON 400
<b>Terápiák</b>					
Elektroterápia (2 független csatorna)	■	■	■	■	■
Ultrahang terápia (1 & 3 MHz)	■	■	■	■	■
Lézer terápia	■	■	■	■	■
Kombinációs terápia	■	■	■	■	■
Szimultán terápia	■	■	■	■	■
Vákuum	■	■	■	■	■
<b>Felhasználói felület</b>					
Szines TFT kijelző 10,4 inch (SVGA: 800 X 600 pixels)	■	■	■	■	■
Érintő képernyő	■	■	■	■	■
2 külön intenzitás szabályzó	■	■	■	■	■
Guided Terápiás rendszer 2	■	■	■	■	■
Orvosi E-book: Anatómiai könyvtár	■	■	■	■	■
Help- és információs képernyő	■	■	■	■	■
Direkt terápia megoldások	■	■	■	■	■
Protokollok: objectives, indikációs lista, kezelendő terület kiválasztása	■	■	■	■	■
3D-képek az elektróda felhelyezéséről	■	■	■	■	■
Diagnosztika (I/TGörbe, Rheobase, Chronaxy)	■	■	■	■	■
Kontra indikációs lista	■	■	■	■	■
Memória: 500 szabad hely - kedvencek/saját programok	■	■	■	■	■
<b>Elektroterápia</b> 					
<b>Egyenáramfajták</b>					
Egyen áram		■	■	■	■
Négyszög pulzus		■	■	■	■
2-5 áram (Ultra Reiz)		■	■	■	■
Háromszög pulzus		■	■	■	■
MF négyszög pulzus		■	■	■	■
Iontoforézis- MF négyszög pulzus		■	■	■	■
Iontoforézis- egyenáram		■	■	■	■
<b>Diadinamik áramformák</b>					
MF		■	■	■	■
RS		■	■	■	■
DF		■	■	■	■
CP		■	■	■	■
LP		■	■	■	■
<b>TENS áramformák</b>					
Konvencionális TENS		■	■	■	■
Alacsony frekvenciás TENS		■	■	■	■
Burst TENS		■	■	■	■
Kis intenzitású TENS		■	■	■	■
Véletlen frekvenciájú TENS		■	■	■	■
<b>NMES áramformák</b>					
Négyszög hullámzó		■	■	■	■
Háromszög hullámzó		■	■	■	■
Bifázisú hullámzó		■	■	■	■
Pulzuson belüli szünetidejű hullámzó		■	■	■	■
Orosz stimuláció		■	■	■	■
2-pólusú MF hullámzó		■	■	■	■
Izoplanar vektor hullámzó		■	■	■	■

		COMBI 400V	DUO 400V	COMBI 400	DUO 400	PULSON 400
<b>Interferencia áramformák</b>		■	■	■	■	
2-pólusú közép frekvencia		■	■	■	■	
Isoplanár vektor mező		■	■	■	■	
Dipólus vektor mező		■	■	■	■	
<b>Mikro áram</b>		■	■	■	■	
Mikro áram		■	■	■	■	
Mikro áram hullámzó		■	■	■	■	
<b>Nagy feszültség (HVPC)</b>		■	■	■	■	
Nagy feszültség		■	■	■	■	
Nagy feszültség hullámzó		■	■	■	■	
<b>Diagnosztika</b>		■	■	■	■	■
Rheobázis és Kronaxia		■	■	■	■	
Rheobázis és AQ		■	■	■	■	
S-D görbe négyszög		■	■	■	■	
S-D görbe háromszög		■	■	■	■	
S-D görbe négyszög + háromszög		■	■	■	■	
Fájdalom pontok		■	■	■	■	
Diagnózis stressz törésekhez		■	■	■	■	■
<b>Iontophorézis programok</b>		■	■	■	■	
<b>Phonophorézis programok</b>		■		■		■
Állandó feszültség/Állandó áram		■	■	■	■	
<b>Ultraszhang terápia</b>						
Hybrid UH kezelőfej 4 cm <sup>2</sup> (1 & 3 MHz, multifrekvenciás)		■		■		■
Hybrid UH kezelőfej 1 cm <sup>2</sup> (1 & 3 MHz, multifrekvenciás)		○		○		■
<b>Lézer terápia</b>						
Monoprobe: max. átlag teljesítmény: 70,5 mW		○		○		
Clusterprobe: max. átlag teljesítmény: 4 x 13,5 mW		○		○		
<b>Kombinációs terápia</b>						
Ultraszhang + Konvencionális TENS		■		■		
Ultraszhang + Kis intenzitású TENS		■		■		
Ultraszhang + Alacsony frekvenciás TENS		■		■		
Ultraszhang + Burst TENS		■		■		
Ultraszhang + Véletlen frekvenciás TENS		■		■		
Ultraszhang + 2-pólusú közép frekvencia		■		■		
<b>Szimultán terápia</b>						
Elektroterápia (2-pólusú és 4-pólusú) + Lézer		■		■		
Elektroterápia (2-pólusú és 4-pólusú) + Ultraszhang		■		■		
Lézer és Ultraszhang		■		■		
Elektroterápia (2-pólusú) + Elektroterápia (2-pólusú)		■	■	■	■	
<b>Vákuum (2-csatorna)</b>						
2 független csatorna		■	■			
Elektronikus vákuum kontrol		■	■			
Folyamatos/pulzáló mód (masszázs hatás)		■	■			
Kontrol Combi 400-on vagy Duo 400-on keresztül		■	■			

- = Standard
- = Optional

Mains voltages 100-240 VAC/45-65 Hz  
Dimensions 360 x 285 x 260 mm  
Weight ca. 5 kg  
CEO344 meets all applicable guidelines