

# Termék adatlap

## Pulson 100

A Pulson 100, egy alap ultrahang készülék

A Gymna Pulson 100-as ultrahang egy hordozható, felhasználó barát készülék az összes alapfunkcióval. Multifrekvenciás ultrahangfejekkel rendelkeznek és nyomógombokkal vezérelhet



Article number: 320.200

### Karakterisztika

- Ultrahang :
  - Multifrekvenciás fej (1 and 3 MHz), 4 cm<sup>2</sup>
  - Levehető UH fej
  - Pulzáló és folyamatos mód (10–20–30–40–50-100%)
  - Akusztikus és vizuális kontaktus kontrol
- Funkcionalitás :
  - Indikációk: 23
  - Szabad mód: 1

### Technikai specifikációk

Hálózati feszültség	: 100- 240-VAC, 50/60 Hz
	+/- 10 %
Maximális áramfelvétel	: 29 VA
Méret (b x h x d)	: 268 x 124 x 295 mm
Súly	: kb. 3,150 kg
Osztálybasorolás	Class I
Izoláció	: Type BF
MDD klasszifikáció	: IIa
Biztonsági vizsgálat	: CE from conformity with Directives MDD 93/42/EEC

### Sztandard tartozékok

- 100 689 Hálózati kábel
- 341 088 UH zselé, 500 ml
- 117 277 Fotók az UH fej felhelyezéséről
- 336 787 Indikációs leírás

### Manualok

- 323 011 Biztonsági instrukciók
- 331 958 Használati utasítás Angol
- 376 126 CD-ROM Használati utasítás több nyelven

### Opcionális tartozékok

- 336 578 UH-fej, 1 & 3 MHz, ERA 1 cm<sup>2</sup>
- 336 589 UH-fej, 1 & 3 MHz, ERA 4 cm<sup>2</sup>
- 302 955 Hordozó táskák 200-as sorozat
- 341 099 UH zselé, 5L
- 341 121 Pumpa, 5L
- 320 804 Gymna Mobile kocsi

	PULSON 100
Terápiák	
Ultrahang terápia 1 és 3 Mhz	
Felhasználói felület	
Felhasználóbarát LCD kijelz	
Nyomógombok a fontos funkciókhoz	
Indikációs javaslatok	
Ultrahang terápia	
Hibrid ultrahangfej 4cm2 , 1 és 3 Mhz-es	
Hibrid ultrahangfej 1cm2 , 1 és 3 Mhz-es	
Akusztikus éa vizuális kontaktus kontroll	

= Sztandard

= opcionális